



Diskret design.

Användarvänligt handtag för bra grepp och hygien eftersom katetern aldrig behöver vidröras.

Självhäftande yta på baksidan för enkel upphängning.

INTEGRITY SEAL

1

2

Aktiveras direkt – steril saltlösning ingår i förpackningen och genom ett tryck är katetern klar att användas.

”Peel-open”-flik.

Den yttre förpackningen fungerar som en hygienisk och diskret avfallspåse.

Inte tillverkad med PVC, ftalater och latex.

Mjuka kateterögon.<sup>1,2</sup>



LoFric-katetrar har vårt unika ytskikt Urotonic™ Surface Technology (UST), vilket gör att katetern förblir skonsam och säker att använda, både när den förs in och dras ut.<sup>3,4</sup>

### Produktbeskrivning

LoFric® Sense™, hydrofil tappningskateter för engångsbruk med saltlösning för aktivering, avsedd för intermittent kateterisering av urinblåsan.

### Sterilisering och hållbarhet

Steriliserade med hjälp av strålning. Använd före utgångsdatumet på förpackningen.

### Förpackning

30 katetrar per kartong.  
4 kartonger per transportförpackning.

### Materialsammansättning

**Hydrofil ytbeläggning:** Polyvinylpyrrolidon (PVP).

**Kateter:** Polyolefinbaserad elastomer (POBE).

**Vätskebehållare:** Laminatfolie av polyetentereftalat (PET), aluminium och polyeten (PE). Sterilt vatten med natriumklorid (NaCl).

**Styckförpackning:** Laminatfolie av polyetentereftalat (PET) och polyeten (PE).

### Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Längd	Storlek
416 08 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 08
416 10 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 10
416 12 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 12
416 14 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 14

Effektiv längd är 10 cm. Effektiv längd är kateterlängd som kan föras in i uretra.



Användarvänlig förpackning.



LoFric® Sense™

## Referenser

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvalitén för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

**Wellspect. A Real Difference.**

För mer information om våra produkter och tjänster, besök [wellspect.se](https://wellspect.se).

Följ oss också på Facebook och Instagram.

**wellspect.se**

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, 431 21 Mölndal, Sverige.  
Tel: 031-376 40 00. [www.wellspect.se](https://www.wellspect.se)

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only