



Luer-lock. En koppling som är säker och minimerar risken för spill och läckage av läkemedlet. Läkemedlet som instilleras läcker inte ut.\*

Konnektorn har olika färg beroende på kateterns diameter.

Självhäftande yta på baksidan för enkel upphängning.

Inte tillverkad med PVC, ftalater och latex.



LoFric-katetrar har vårt unika ytskikt Urotonic™ Surface Technology (UST), vilket gör att katetern förblir skonsam och säker att använda, både när den förs in och dras ut.<sup>1,2</sup>

Mjuka kateterögon.<sup>3,4</sup>



Nelaton Tiemann

### Produktbeskrivning

LoFric® Insti-Cath™, hydrofil tappningskateter för engångsbruk, avsedd för instillationsbehandling i urinblåsan.

### Sterilisering och hållbarhet

Steriliserad med etylenoxidgas. Använd före utgångsdatumet på förpackningen.

### Förpackning

30 katetrar per kartong.  
4 kartonger per transportförpackning.

### Materialsammansättning

**Hydrofil ytbeläggning:**  
Polyvinylpyrrolidon (PVP) och natriumklorid (NaCl).

**Kateter:**  
Polyolefinbaserad elastomer (POBE).

**Styckförpackning:**  
Lackerat papper, laminerad film av polypropen (PP)/polyamid (PA)/polyeten (PE).

### Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Längd	Storlek
407 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 08
407 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 10
407 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 12
407 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 14
408 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 08
408 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 10
408 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 12
408 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 14
409 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Tiemann (male)*	40 cm	CH 12
440 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (paediatric)*	20 cm	CH 08
440 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (paediatric)*	20 cm	CH 10

\*Använd endast läkemedel godkända för intravesikalt bruk och enligt instruktionerna.



Användarvänlig förpackning.

LoFric® Insti-Cath™

## Referenser

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvaliteten för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

**Wellspect. A Real Difference.**

För mer information om våra produkter och tjänster, besök [wellspect.se](https://wellspect.se).

Följ oss också på Facebook och Instagram.

[wellspect.se](https://wellspect.se)

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, 431 21 Mölndal, Sverige.  
Tel: 031-376 40 00. [www.wellspect.se](https://www.wellspect.se)

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only