



Konnektorn har olika färg beroende på kateterns diameter.

Självhäftande yta på baksidan för enkel upphängning.

Inte tillverkad med PVC, ftalater och latex.



LoFric-katetrar har vårt unika ytskikt Urotonic™ Surface Technology (UST), vilket gör att katetern förblir skonsam och säker att använda, både när den förs in och dras ut.^{1,2}

Mjuka kateterögon.^{3,4}



Nelaton Tiemann



Användarvänlig förpackning.

Produktbeskrivning

LoFric®, hydrofil tappningskateter för engångsbruk, avsedd för intermittenta kateterisering av urinblåsan.

Sterilisering och hållbarhet

Steriliserad med etylenoxidgas. Använd före utgångsdatumet på förpackningen.

Förpackning

30 katetrar per kartong.
2 eller 4 kartonger per transportförpackning.

Materialsammansättning

Hydrofil ytbeläggning:
Polyvinylpyrrolidon (PVP) och natriumklorid (NaCl).

Kateter:
Polyolefinbaserad elastomer (POBE).

Styckförpackning:
Lackerat papper, laminerad film av polypropen (PP)/polyamid (PA)/polyeten (PE).

Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Längd	Storlek
400 08 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 08
400 10 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 10
400 12 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 12
400 14 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 14
400 16 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 16
400 18 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 18
400 20 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 20
400 22 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 22
401 06 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 06
401 08 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 08
401 10 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 10
402 08 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 08
402 10 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 10
403 08 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 08
403 10 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 10
403 12 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 12
403 14 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 14
403 16 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 16
403 18 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 18
404 08 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 08
404 10 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 10
404 12 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 12
404 14 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 14
405 10 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 10
405 12 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 12
405 14 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 14
405 16 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 16
405 18 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 18

Referenser

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvaliteten för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. A Real Difference.

För mer information om våra produkter och tjänster, besök wellspect.se.

Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, 431 21 Mölndal, Sverige.
Tel: 031-376 40 00. www.wellspect.se

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only